

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trps1 Para Wb, Elisa - Q9Uhf7

Número do item: CM0028198

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TRPS1, um repressor transcricional de dedo de zinco. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para aplicações em biologia do desenvolvimento e pesquisa esquelética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GC79; LGCR; TRPS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7227
GeneID	7227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-260 do TRPS1 humano (NP_054831.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHF7
Peso Proteico	142kDa
Envio	Em saco de gelo