


Anticorpo Policlonal Anti-Trpv1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ner1

Número do item: CM0029966



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRPV1 (receptor de capsaicina, VR1) para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos sobre percepção de dor, termossensação e sinalização de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPV1 Rabbit pAb
Observações/Alias	VR1; TRPV1
Espécie	Humano
GeneID	7442 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 725-839 do TRPV1 humano (NP_061197.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NER1
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo