


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trpv1 Para Wb, Elisa - Q8Ner1

Número do item: CM0007184



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TRPV1 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em dor e neurociência sensorial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPV1 mAb de Coelho
Observações/Alias	VR1; TRPV1
Espécie	Humano
ID do Gene	7442
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 725-839 do TRPV1 humano (NP_542435.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q8NER1
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo