


Anticorpo Policlonal Anti-Trpv3 Para Wb, Elisa - Q8Net8

Número do item: CM0028200



introdução

O pAb de Coelho anti-TRPV3 tem como alvo o TRPV3 humano (SWISS: Q8NET8), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre termossensação, canais iônicos e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-TRPV3
Observações/Alias	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
Espécie	Humano
ID do Gene	162514
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do TRPV3 humano (NP_659505.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8NET8
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Bolsa de gelo