


Anticorpo Monoclonal Anti-Trpv4 Para Wb & Elisa - Q9Hba0

Número do item: CM0007439



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho TRPV4 validado para WB e ELISA detecta TRPV4 humano, um canal de cálcio não seletivo envolvido na sensibilidade osmótica, mecanossensação e homeostase articular – UniProt Q9HBA0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPV4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SMAL; VRL2; BCYM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59341
ID do Gene	59341
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 771-871 do TRPV4 humano (NP_067638.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBA0
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo