


Anticorpo Policlonais Anti-Trpv4 Para Wb E Elisa - Q9Hba0

Número do item: CM0027152



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TRPV4 humano, produzido a partir de um peptídeo sintético na região C-terminal. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA; validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPV4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SMAL; VRL2; BCYM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Espécie	Humano
ID do Gene	59341
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 800-871 do TRPV4 humano (NP_067638.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBA0
Peso Molecular da Proteína	98kDa
Envio	Bolsa de gelo