


Anticorpo Policlonal Anti-Trrap Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A5

Número do item: CM0019854



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRRAP (Q9Y4A5), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece TRRAP humano e de rato (~438 kDa). Essencial para estudos de remodelamento da cromatina e transcrição de MYC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TRRAP Rabbit pAb
Observações/Alias	Tra1; TR-AP; DEDDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8295
GeneID	8295
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3660-3859 de TRRAP (NP_001231509.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9Y4A5
Peso da proteína	438 kDa
Envio	Bolsa de gelo