

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tripsina Para If-P, Ihc-P, Elisa - P07477

Número do item: CM0011836



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra tripsina humana (PRSS1), validado para imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reconhece tripsina humana; ideal para pesquisa de enzimas digestivas e proteases. Imunógeno: proteína de fusão recombinante (aa 24-247).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tripsina mAb de Coelho
Observações/Apelido	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5644
GeneID	5644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-247 do PRSS1 humano (NP_002760.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07477
Peso da Proteína	26 kDa
Envio	Saco de gelo