

Anticorpo Monoclonal Anti-Triptofanil-Trna Sintetase 1 Para Wb & Elisa - P23381

Número do item: CM0011247



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Triptofanil-tRNA sintetase 1 humana (WARS1). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em tradução e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Triptofanil-tRNA sintetase 1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Ândice	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Triptofanil-tRNA sintetase 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7453
ID do Gene	7453
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 3-98 da Triptofanil-tRNA sintetase 1 humana (P23381)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23381
Peso Proteico	53kDa
Envio	Em saco de gelo