

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Triptofanil-Trna Sintetase 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23381

Número do item: CM0007232



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à triptofanil-tRNA sintetase 1 humana (WARS1). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre síntese proteica, angiogênese e sinalização do interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a triptofanil-tRNA sintetase 1
Observações/alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Triptofanil-tRNA sintetase 1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7453
GeneID	7453
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 372-471 da triptofanil-tRNA sintetase 1 humana (P23381)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P23381
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo