


Anticorpo Policlonal Anti-Tsc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92574

Número do item: CM0014066



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TSC1 (Hamartina) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa da via mTOR e análise de supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LAM; TSC; TSC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7248
GeneID	7248
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 do TSC1 humano (NP_000359.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q92574
Peso Proteico	130kDa
Envio	Saco de gelo