


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tsc2 Para If/Icc, Elisa - P49815

Número do item: CM0021027



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o regulador mTORC1 tuberina (TSC2), validado para IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sensibilidade a nutrientes, crescimento celular e esclerose tuberosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7249
GeneID	7249
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1531-1807 de TSC2 (NP_000539.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49815
Peso Proteico	201kDa
Envio	Saco de gelo