


## Anti-Tsc2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49815

Número do item: CM0015183



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o TSC2 humano (tuberina), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta TSC2 em amostras humanas, de camundongo e rato, adequado para pesquisa de sinalização mTORC1 e esclerose tuberosa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TSC2 pAb de Coelho                                                                                                          |
| Observações/Apelido | LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 7249                                                                                                                        |
| GeneID              | 7249                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1160-1255 do TSC2 humano (NP_000539.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | P49815                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 201kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |