


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tsc2 (Tuberina) Para Wb, Ip, Elisa - P49815

Número do item: CM0003082



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TSC2 humano (tuberina). Validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com amostras humanas. PM ~201 kDa. Adequado para pesquisa em sinalização mTOR/TSC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSC2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7249
GeneID	7249
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1700-1807 da Tuberina humana (P49815).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49815
Peso Molecular da Proteína	201kDa
Envio	Bolsa de gelo