

Anticorpo Policlonal Anti-Tsc22D3 Para If/Icc, Elisa - Q99576

Número do item: CM0024611

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TSC22D3 (GILZ) humano, adequado para IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para pesquisa em apoptose, inflamação e sinalização por glicocorticoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSC22D3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1831
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TSC22D3 humano (NP_004080.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q99576
Peso Proteico	15kDa
Envio	Em saco de gelo