

Anticorpo Policlonal Anti-Tsc22D3 Para Wb, Elisa - Q99576

Número do item: CM0029722

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o TSC22D3 humano (GILZ, DSIPI). Testado em WB e ELISA. Ideal para estudar apoptose, inflamação e sinalização de glicocorticoides. Confiável para o desenvolvimento de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSC22D3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1831
GeneID	1831
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 58-134 do TSC22D3 humano (NP_004080.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99576
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo