

## Anticorpo Policlonal Anti-Tsen2 Para Wb, Elisa - Q8Nce0

Número do item: CM0029700



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TSEN2 (subunidade 2 da endonuclease de splicing de tRNA) humana. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | TSEN2 pAb de coelho                                                                                                      |
| Observações/Alias          | SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2                                                                                                |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano)        | 80746                                                                                                                    |
| ID do Gene                 | 80746                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do TSEN2 humano (NP_079541.1) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                      | Q8NCE0                                                                                                                   |
| Peso Molecular da Proteína | 53kDa                                                                                                                    |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                            |