

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tsen54 Para Wb, Elisa - Q7Z6J9

Número do item: CM0017065



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TSEN54, uma subunidade da endonuclease de emenda de tRNA envolvida no processamento de RNA e neurodegeneração. Validado para WB e ELISA; reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSEN54 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	283989
GeneID	283989
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da TSEN54 humana (NP_997229.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z6J9
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo