


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tsfm Para Wb, If/Icc, Elisa - P43897

Número do item: CM0012838



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TSFM humano (fator de alongamento Ts mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de tradução mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSFM Rabbit pAb
Observações/Apelido	EFTS; EFTSMT; TSFM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10102
ID do Gene	10102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-346 do TSFM humano (NP_001166167.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43897
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo