

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tshb Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01222

Número do item: CM0026041



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-TSHB validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta TSH-beta humano e de camundongo, ~16 kDa. Ideal para pesquisa sobre metabolismo da tireoide.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSHB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7252
GeneID	7252
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-138 do TSHB humano (NP_000540.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01222
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo