

Anticorpo Policlonado Anti-Tshr De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16473

Número do item: CM0028019



introdução

O Anticorpo Policlonado de Coelho anti-TSHR da CamelBio detecta TSHR humano, de camundongo e rato para western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de hormônios tireoidianos e receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSHR Rabbit pAb
Observações/Alias	LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7253
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-253 do TSHR humano (NP_001018046.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16473
Peso da Proteína	87kDa
Transporte	Bolsa de gelo