


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tshz3 Para Wb, Elisa - Q63Hk5

Número do item: CM0023087



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TSHZ3 de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Detecta a proteína TSHZ3 humana e de camundongo, um regulador transcricional essencial para o neurodesenvolvimento e a formação do músculo liso do ureter. Adequado para estudos de neurociência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TSHZ3 Rabbit pAb
Observações/Alíases	TSH3; ZNF537; TSHZ3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57616
GeneID	57616
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 791-890 da TSHZ3 humana (NP_065907.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q63HK5
Peso da proteína	119 kDa
Envio	Bolsa de gelo