


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tslp Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q969D9

Número do item: CM0007391



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra TSLP (SWISS: Q969D9) para WB, IHC, IF, ELISA. Apresenta reação cruzada com humanos e camundongos. Ideal para pesquisas sobre a maturação de células dendríticas e a inflamação alérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TSLP Rabbit mAb
Observações/Alias	TSLP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85480
GeneID	85480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 do TSLP humano (NP_149024.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q969D9
Peso da proteína	18 kDa
Envio	Em bolsa de gelo