


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tslp Para Wb, If/Icc E Elisa - Q969D9

Número do item: CM0018588



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TSLP humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para investigar a maturação de células dendríticas mediada por TSLP e a inflamação alérgica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSLP Rabbit pAb
Observações/Apelido	TSLP
Espécie	Humano
GeneID	85480
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 do TSLP humano (NP_149024.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q969D9
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo