


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tsnax Para Wb, Elisa - Q99598

Número do item: CM0016324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TSNAX humano (TRAX, C3PO), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos do complexo de silenciamento de RNA e da espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TSNAX Rabbit pAb
Observações/alias	C3PO; TRAX; TSNAX
Espécie	Humano
GeneID	7257
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do TSNAX humano (NP_005990.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q99598
Peso da proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo