

Anticorpo Policlonico Anti-Tspan18 Para Wb, Elisa - Q80Wr1

Número do item: CM0024013

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra Tspan18 de camundongo, adequado para aplicações de Western blot e ELISA, validado para reatividade em camundongos e ratos. Tspan18 regula a localização de ORAI1 e a sinalização de Ca²⁺.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tspan18 Rabbit pAb
Observações/Alias	6720430O15; 2610042G18Rik; Tspan18
Espécie	Camundongo
GeneID	241556
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 149-248 do Tspan18 de camundongo (NP_899003.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q80WR1
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo