

Anticorpo Policlonal Anti-Tspan31 Para Wb, Elisa - Q12999

Número do item: CM0015655

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TSPAN31 humano (SAS), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas de membrana, estudos de câncer e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPAN31 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	SAS; TSPAN31
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6302
GeneID	6302
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 95-175 do TSPAN31 humano (NP_005972.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12999
Peso Proteico	23kDa
Envio	Em saco de gelo