

Anti-Tspan4/Nag-2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - O14817

Número do item: CM0017471

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TSPAN4/NAG-2 humano (também conhecido como NAG2, TM4SF7). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo e rato. Ideal para estudar microdomínios de membrana mediados por tetraspaninas e a biologia dos migrassomas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TSPAN4/NAG-2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7106
GeneID	7106
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do TSPAN4/NAG-2 humano (NP_003262.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14817
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo