

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tspan7 Para Wb, If-P, Elisa - P41732

Número do item: CM0026188

introdução

TSPAN7 pAb de Coelho (Anticorpos Policlonais) validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta TSPAN7 humano (28kDa) com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proliferação celular e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPAN7 pAb de Coelho
Observações/Alias	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
Espécie	Humano
GeneID	7102
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-240 do TSPAN7 humano (NP_004606.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P41732
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo