

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tspan8 Para Wb, Elisa - P19075

Número do item: CM0014043

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TSPAN8 de alta qualidade para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Ideal para pesquisa em biologia de tetraspaninas, migração celular e barreira intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPAN8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7103
ID do Gene	7103
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-200 do TSPAN8 humano (NP_004607.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	P19075
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo