

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tspan8 Para Wb, Elisa - P19075

Número do item: CM0013717

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-TSPAN8 validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a tetraspanina-8 envolvida na sinalização celular, migração e progressão tumoral. Ideal para aplicações diagnósticas e de pesquisa.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPAN8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7103
GeneID	7103
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-200 da TSPAN8 humana (NP_004607.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19075
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo