

Anticorpo Policlonal Anti Anti-Tspo De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P30536

Número do item: CM0022287

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TSPO (PBR) humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Detecta a proteína translocadora mitocondrial de 19 kDa envolvida no transporte de colesterol e síntese de esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PBR/TSPO pAb de Coelho
Observações/Apelido	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSP01; PBR/TSPO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	706
GeneID	706
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-50 do PBR/PBR/TSPO humano (NP_000705.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30536
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo