

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tspy3 Para Wb E Elisa - P0Cv98

Número do item: CM0019444

introdução

Anticorpo policlonal de coelho TSPY3 validado para WB e ELISA. Detecta TSPY3 humano, reage cruzadamente com rato. Para pesquisa de diferenciação e proliferação espermática. - P0CV98

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPY3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CT78; TSPY; TSPY1; TSPY10; TSPY3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	728137
GeneID	728137
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-308 da TSPY3 humana (NP_001071165.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P0CV98
Peso Molecular da Proteína	35kDa
Remessa	Em saco de gelo