

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tspyl2 Para Wb E Elisa - Q9H2G4

Número do item: CM0013036

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana TSPYL2 (Proteína 2 semelhante à codificada por Y específica do testículo), validado para Western blotting e ELISA. Reage de forma cruzada com TSPYL2 de rato e camundongo. Adequado para investigar regulação transcricional, dinâmica da cromatina e controle do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSPYL2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64061
ID do Gene	64061
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-460 da TSPYL2 humana (NP_071400.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H2G4
Peso Molecular da Proteína	79kDa
Transporte	Saco de gelo