

Anticorpo Policlonais Anti-Tssk3 Para Wb, Elisa - Q96Pn8

Número do item: CM0031086

introdução

TSSK3 pAb de coelho validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Alvo a serina/treonina quinase 3 específica do testículo, essencial para o desenvolvimento das espermatídes e a fertilidade masculina. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSSK3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81629
GeneID	81629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-268 da TSSK3 humana (NP_443073.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96PN8
Peso Molecular da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo