

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tssk4 Para Wb E Elisa - Q6Sa08

Número do item: CM0030735

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TSSK4 humano, validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. A quinase serina/treonina específica do testículo de ~37 kDa está implicada na espermatogênese e na sinalização Cre/Creb. Uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TSSK4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TSK4; TSK-4; TSSK5; STK22E; C14orf20; TSSK4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	283629
ID do Gene	283629
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 79-328 do TSSK4 humano (NP_777604.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q6SA08
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo