


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ttbk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Iq55

Número do item: CM0026825



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TTBK2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com rato. O alvo é a tau-tubulina quinase 2, um regulador da ciliogênese e fosforilação da tau. Adequado para pesquisas sobre neurodegeneração e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTBK2 pAb Coelho
Observações/Apelido	TTBK; SCA11; TTBK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	146057
ID do Gene	146057
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1185-1244 do TTBK2 humano (NP_775771.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6IQ55
Peso da Proteína	137kDa
Envio	Saco de gelo