


Anticorpo Policlonal Anti-Ttc11/Fis1 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y3D6

Número do item: CM0026400



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TTC11/FIS1, adequado para WB, IP, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em dinâmica mitocondrial, fissão peroxissomal e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TTC11/FIS1
Observações/Apelido	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51024
GeneID	51024
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-122 do TTC11/FIS1 humano (NP_057152.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y3D6
Peso Proteico	17 kDa
Envio	Saco de gelo