

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ttc3 Para Wb, Elisa - P53804

Número do item: CM0012958

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à E3 ubiquitina-proteína ligase TTC3. Validado para WB e ELISA; tem reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de ubiquitinação, sinalização Akt e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7267
GeneID	7267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1400-1700 da TTC3 humana (NP_003307.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53804
Peso Proteico	230kDa
Envio	Saco de gelo