


Anticorpo Policlonal Anti-Ttc5 Para Wb, Elisa - Q8N0Z6

Número do item: CM0014097



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TTC5 humano (Strap), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de regulação da cromatina e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Strap; NEDCAFD; TTC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91875
GeneID	91875
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TTC5 humano (NP_612385.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N0Z6
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo