

Anti-Ttc7A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9ULT0

Número do item: CM0023069

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TTC7A humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa sobre localização de PI4K na membrana plasmática e síntese de fosfatidilinositol 4-fosfato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	TTC7A pAb de Coelho
Observações/Apelido	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
Espécie	Humano
GeneID	57217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do TTC7A humano (NP_001275880.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9ULT0
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo