

Anti-Ttf-1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

Número do item: CM0009927

introdução

Anti-TTF-1 mAb de Coelho validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade humana, de camundongo e de rato. Tem como alvo o NKX2-1, um fator de transcrição da tireoide crucial para o desenvolvimento pulmonar e da tireoide. Ideal para pesquisas sobre câncer e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTF-1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7080
GeneID	7080
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NKX2-1 humano (P43699).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43699
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo