

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ttf1 Para If/Icc, Elisa - Q15361

Número do item: CM0024487

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TTF1 humano, um fator de terminação de transcrição nucleolar. Validado para IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos sobre regulação da transcrição do rDNA e função nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTF1 Coelho pAb
Observações/Alias	TTF-1; TTF-I; TTF1
Espécie	Humano
GeneID	7270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 806-905 do TTF1 humano (NP_031370.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15361
Peso da Proteína	103kDa
Envio	Bolsa de gelo