

Anticorpo Policlonal Anti-Ttk Para Wb, If/Icc, Elisa - P33981

Número do item: CM0024033



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TTK (MPS1) para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta TTK humano, de camundongo e de rato; visa a quinase do ponto de verificação de montagem do fuso mitótico. Ideal para estudos do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTK Rabbit pAb
Observações/Apelido	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7272
ID do Gene	7272
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 536-789 do TTK humano (NP_003309.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33981
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo