

Anticorpo Policlonal Anti-Ttll12 Para Wb E Elisa - Q14166

Número do item: CM0023234

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TTLL12 humana, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. A TTLL12 é um regulador das modificações pós-traducionais da tubulina, mitose, estabilidade cromossômica e imunidade antiviral inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTLL12 Rabbit pAb
Observações/Alias	dj526i14.2; TTLL12
Espécie	Humana
ID do Gene	23170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 485-644 da TTLL12 humana (NP_055955.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q14166
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo