


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ttr Para Wb, Elisa - P02766

Número do item: CM0011584



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-TTR validado para WB e ELISA. Tem como alvo a transtirretina humana (P02766), um transportador de hormônios tireoidianos. Ideal para estudar amiloidose e mecanismos de transporte de hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TTR Rabbit mAb
Observações/Apelido	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7276
GeneID	7276
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 68-147 da TTR humana (P02766).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02766
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo