

Anticorpo Policlonais Anti-Tubb8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Número do item: CM0014992

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TUBB8 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de montagem do fuso meiótico e maturação de oócitos na pesquisa em biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TUBB8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	347688
ID do Gene	347688
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 344-444 do TUBB8 humano (NP_817124.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q3ZCM7
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo