

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tubb8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Número do item: CM0030550

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TUBB8 humano, direcionado aos aa 350-444. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisa sobre dinâmica de microtúbulos e maturação de oócitos. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TUBB8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	347688
ID do Gene	347688
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-444 da TUBB8 humana (NP_817124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q3ZCM7
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo