

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tubgcp3 Para Wb, Elisa - Q96Cw5

Número do item: CM0029740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o componente 3 do complexo da gama-tubulina (TUBGCP3/GCP3), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de centrôssomo e nucleação de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TUBGCP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	104p; ALP6; GCP3; Spc98; SPBC98; Spc98p; Grip104; TUBGCP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10426
ID do Gene	10426
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da TUBGCP3 humana (NP_001273207.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96CW5
Peso da Proteína	104kDa
Envio	Bolsa de gelo