

Anticorpo Policlonal Anti-Tubgcp5 Para Wb, Elisa - Q96Rt8

Número do item: CM0020646



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TUBGCP5 (118 kDa) para aplicações em WB e ELISA. Detecta TUBGCP5 humano e de rato, um componente chave do complexo em anel da gama-tubulina envolvido na nucleação de microtúbulos. Adequado para pesquisa em biologia do centróssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TUBGCP5
Observações/Alias	GCP5; TUBGCP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	114791
GeneID	114791
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do TUBGCP5 humano (NP_443135.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q96RT8
Peso Proteico	118kDa
Envio	Saco de gelo